



Hej!

Ståskalsformuläret har fått några några justeringar. Dels finns en ny ruta för höftabduktionsvinkel som ska fungera som ett alternativ till c/c hälavstånd. När ni hovrar med muspekaren över symbolen vid rutan ser ni hur ni mäter den vinkeln.

Nackstöden har fått nytt utseende. Det lilla och stora nackstödet kommer i 3Dprintad plast med ett textilöverdrag som är tvättbart. Övriga nackstöd görs fortfarande som vanligt i PE med polstring och frotté.

Spara ner/ladda ner filen med dina uppgifter och information och bifoga den tillsammans med foton när du skickar in allt till:
teknik.jonkoping@teamolmed.se

Du kan alltid maila oss på ovanstående mailadress om du har frågor eller ringa på +46 (0) 72 3957992

Tack på förhand för er beställning och för ett gott samarbete!

TeamOlmed Centralproduktion

teamolmed Ståskal, måttblankett

Order-ID:

OI:

Avd:

Datum:

Sagittalplan

Flektion höft:	Hö	OK att ändra för att få i lod	Vä	(grader °)
Flektion knä:	Hö	OK att ändra för att få i lod	Vä	
Fotledsvinkel: PF	Hö	DF	Hö	90
			PF	Vä
			DF	Vä
				90

Frontalplan

Enligt hälavstånd C-C (fyll i mått längre ner)		(grader °)
Abduktion höft:	Hö	Vä
Varus knä:	Hö	Vä
Valgus knä:	Hö	Vä
Neutralt knä:	Hö	Vä
Varus fotled:	Hö	Vä
Valgus fotled:	Hö	Vä
Neutral fotled:	Hö	Vä
Fot parallell med golvet:	Hö	Vä

Inåtrotation fot:

Utåtrotation fot:	Hö	Vä	(grader °)
Ingen rotation:	Hö	Vä	

Benlängdsskillnad:

Hö

Vä

Ben är mm kortare


Aktuellt slutmått. Skriv skalets önskade lordos.

(mm)



Kompletterande mått vid asymmetri

ML (mm)



Mått tas med AFO/skor

Hälavst. C-C

Höjd (mm)



Höjd (mm)



AP (mm)

Alltid aktuella slutmått. Skriv skalets önskade djup.



ML-mått i blanketten är tagna som:

Aktuella slutmått
(Ingen kompensation görs)

Personmått, modelleras med
kompensation för kläder (mm):
(Samtliga ML-mått kompenseras)

Fotdelar utformade för:

Skor Modelleras med kompensation för
hålkappa och sulor


AFO

Barfota Fotdel polstrad med PE-skum.
Modelleras likt en AFO, kräver
kompletterande mått på sida 2


Höger

Denna blankett används till digitalt ståskal när fotdel är utformad för användande utan skor eller AFO

Ange mått i (mm)




Vänster



Ståskal

Fylls i av beställare	
Faktureras	
Levereras	Handläggare
Adress	E-mail
	Beställningsdatum
Order ID	Beräknat provdatum
Minsta ledtid 10+4 arbetsdagar	



Konstruktion Bas

Konstruktion

Termoplast, PE 6-10 mm. Tjocklek termoplast dimensioneras efter ståskalets storlek.

Fotdel

Ingen polstring. Lös innersula i svart EVA 14 mm fäst med kardborre. Fotdelarna kläs in i svart galon. Tunna halsulor, ej monterade, skickas med separat. Mått på fotdel tas inklusive ortoser eller skor som skall användas.

Inlodning

Bålen är i lodlinje i både frontal- och sagittalplan. Planade lätt koniska fotdelar i PUR-skum.

Patientbundna val ortos

Infärgning

Bilder på infärgningspapper finns på hemsidan

Modellmått

Centrum Häl-häl mm

Benlängdsskillnad

Ja	Nej
Vä	Hö

Skriv vilket av benen som är kortare och måste byggas på under

Övriga ändringar/tillägg produktion

Bål- och ryggpolstring

Ingen polstring på bål eller rygg

Polstring båldel i Plastazote, 10 mm inkl. sidor. Höjd; prox ståskalskant till sacrum

Polstring ryggdel i Plastazote 10-20 mm Enbart posteriort. Höjd; prox ståskalskant till sacrum.

10 mm
15 mm
20 mm

Tillägg polstringsval:

Förbindelsestag mellan ben

Övriga ändringar/tillägg färdigställning

Omonterade band

Nedan valda band, handtag och nackstöd medskickade omonterade

Vristband

Vristband i nylon med fixlock lateralt, svart prefabricerad kudde

Handtag och remmar

Handtag i överkant båddel

Handtag i gren

Handtag i sidor

Handtagshål 5 cm nedan trimlinje bakkant

Säkerhetsremmar

Halksula

Ingen halksula skickas med

Knäband

10 cm cirkulärt band ovan knä fäst med k-band

10 cm cirkulärt band mitt över knä fäst med k-band

10 cm cirkulärt band under knä fäst med k-band

Nylonförstärkta K-band med kudde och vändsölja ovan knä

Nylonförstärkta K-band med kudde och vändsölja mitt över knä

Nylonförstärkta K-band med kudde och vändsölja under knä

(Nylonförstärkta k-band skickas med omonterade)

Höftband

Inget höftband

10 cm cirkulärt bälte fäst med k-band utanpå plast

15 cm cirkulärt bälte fäst med k-band utanpå plast

Bröstband

Inget bröstband

10 cm cirkulärt bälte fäst med k-band utanpå plast

15 cm cirkulärt bälte fäst med k-band utanpå plast

20 cm cirkulärt bälte fäst med k-band utanpå plast

Axeldrag

X-sele TeamOlmed storlek

X-sele Anatomic Sitt storlek

H-sele Anatomic Sitt storlek

Nackstöd

Inget nackstöd

Nackstöd enligt storlek nedan, med insticksfäste

3D-printat med textilöverdrag
(Samma storlek och form som tidigare)

Storlek: Litet Stort

Svart PE, 4 mm, med 6 mm PE-skumpolstring.
Klädsel; limmad svart strechfrotté.

Storlek: Breddat Litet skålat Stort skålat

Nackstöd modell Utter

Huvudstöd

Dynamiskt huvudstöd "HEADPOD" fästs centrerat på nackstöd. Beställare bör bekanta sig med tillverkarens rekommendationer för huvudstödet. Bruksanvisning från **Mayday Aid** [HÄR](#)

Kommentar till modellör

Om avstämning från modellör önskas innan produktion påbörjas, fyll även i önskemål om det nedan

Övriga kommentarer för tillverkning

- **"Spara som"** alternativt **"Ladda ner med dina ändringar"** Det finns olika alternativ beroende på om du jobbar i en webbläsare eller i ett program.
- Maila beställningen med formulär till **teknik.jonkoping@teamolmed.se**
Bifoga alltid de patientbilder du kan för att underlätta för modellering. (Frontalvy och sagittalvy krävs) Ta foton en bit ifrån och inte i vinkel.