

Beställningsformulär TeamOlmed Teknik

Fylls i av beställare

Kund	<input type="text"/>	Handläggare	<input type="text"/>
Adress	<input type="text"/>	E-mail	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	Handläggare	<input type="text"/>
Order ID	<input type="text"/>	Beställningsdatum	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	Prov/Lev datum	<input type="text"/>

Produkt

Uttersits

Tillval



Bålstöd



Huvudstöd



Västhäste

Tillverkningsunderlag

A= cm (AP-mått, gluteer - gren)

B= cm (ML-mått, lateralt lår-
lateralt lår, tas i tänkt sittposition,
8 cm framför grenen se C i figuren)

D= cm (Gluteer - Knäveck)


E= cm (Sittyta - Armhåla)

F= cm (Sittyta - ovkant Axel)


G= cm (Sittyta - Mitt på skallen)

Stag kapas till längsta uppgivna
E-, F- eller G-mått + 5 cm

Okapat stag



Väst Välj storlek



Storlekstabell	A	B	C
västar			
Stl 1	10 cm	18 cm	30 cm
Stl 2	13 cm	21 cm	33 cm
Stl 3	20 cm	23 cm	41 cm

Säkerhetsremmar fram/bak

Säkerhetsremmar sida/sida

Övriga kommentarer